



Бослаб ЛОГО

Уникальные возможности объективного контроля артикуляции, речевого дыхания, голосообразования

Показания:

Нарушения речи

Логоневрозы различной степени тяжести

Афазия

Дислалия, дизартрия

Ринолалия, ринофония

Нарушения темпа речи

Речевая тревога (логофобия)

Расстройства речи у детей с нарушением слуха

Функциональные дисфонии

Использование биоуправления в качестве компонента учебно-профилактической программы

Профилактика нарушений речи и голоса

Обучение технике чтения и речи школьников

Подготовка детей к школе

Лечение заболеваний, связанных с речевыми нагрузками

Результаты применения:

Организация фонационного дыхания

Формирование навыков четкой артикуляции и произношения

Формирование интонационной выразительности речи

Стабилизация темпа ритма речи

Преодоление логофобии



«Бослаб-логопедический»

Модуль БИ-02М



Каналы регистрации:

ЭМГ
ЭМГ/ЭКГ,
Температура/дыхание
Температура

Тренинги

• Дыхательная гимнастика:



Дыхательный тренинг для выработки правильного выдоха, правильного выдоха со звуком
Дыхательный тренинг для удлинения продолжительности речевого выдоха
Дыхательный тренинг для развития фразовой речи

• Тренинг распознавания звонких и глухих звуков по амплитуде звуковой волны

• Артикуляционная гимнастика:

Электромиографический двухканальный тренинг по интенсивности сокращения/напряжения выбранной группы мышц

Электромиографический двухканальный тренинг по прогрессивной интенсивности сокращения/напряжения с индивидуально подобранной нагрузкой



Диагностика

Оценка особенностей речи
Параметры дыхания (соотношение вдох/выдох)
Артикуляционная функция (ЭМГ по двум каналам)
Чистота речи (амплитуда звуковой волны)

Оценка психоэмоционального состояния по ЧСС, ЧД, ЭМГ и температуре

